

SOLDADURA HOJA INFORMATIVA

THE ARGEN CORPORATION

PRINCIPIO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: WSF

Color: BLANCO

Tipo: SOLDER ADA Clasificación HIGH NOBLE (HN) PGM: 95%

Propiedades térmicas

RANGO DE FUSIÓN

1815-1920°F
990-1050°C

FLUJO DE TEMPERATURA

1940°F
1060°C

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

METALES	%	SÍMBOLO	CAS NO	ACGIH 8 HR TLV	OSHA 8 HR PEL
ORO	84	Au	7440-57-5	No Determinado	No Determinado
PALADIO	10.95	Pd	7440-05-3	No existen datos	No existen datos
IRIDIO	x	Ir	7439-88-5	No existen datos	No existen datos
ZINC	5	Zn	7440-66-6	5 mg/m3	No existen datos

Nota: los valores son en% por ciento en peso y reflejan la composición nominal.

Nota: "X" indica un contenido de menos del uno por ciento

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

OJOS:	Contacto con los ojos puede causar irritación severa y posibles quemaduras oculares.
PIEL:	Puede causar irritación severa y posibles quemaduras.
INGESTIÓN:	Puede causar irritación gastrointestinal con náuseas, vómitos, y diarrea.
INHALACIÓN:	Puede causar irritación y quemaduras en las vías respiratorias.

NOTA: Los niveles de exposición para los elementos de esta aleación se enumeran en la sección 2. Los siguientes datos de salud es para los elementos específicos:

OTRAS INFORMACIONES

La información y las recomendaciones expuestas aquí (en lo sucesivo "información") se presentan de buena fe y cree que es correcta a partir de la fecha del mismo. Sin embargo, THE ARGEN CORPORATION no asegura la integridad de la exactitud de los mismos y la información se suministra bajo la condición de que las personas que reciben el material por encima de hacer su propia determinación en cuanto a su idoneidad para sus propósitos antes de su uso. En ningún caso "THE ARGEN CORPORATION" será responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que resulten del uso o confianza en la información. Sin representaciones o garantías, ya sea expresa o implícita, o de comerciabilidad, adecuación para un propósito en particular o de cualquier otra naturaleza se hacen a continuación con

respecto a la información o el producto al que se refiere la información.

Creation Date: 16-Apr-2009